

Equipo MULTIFUNCIÓN



LIPOLÁSER 8 PALAS + CAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA + VACUUM =



Descubre más en **661 810 908**

www.nacnova.com

@_nacnova  facebook.com/nacnova

nacnova
APARATOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA 

Equipo MULTIFUNCIÓN

Equipo multifunción para diferentes terapias compuesto por **cavitación, vacuum+RF, 2x RF facial y corporal, 8 placas compuestas de 52 diodos laser atérmicos + cintas de sujeción.**

Pantalla táctil a color, instalación sencilla y fácil manejo.

Reúne muchas de las terapias con las que actualmente se trabaja en la reducción de panículos adiposos, mejora de la celulitis, drenaje linfático, estimulación y regeneración de colágeno y elastina...

El laserlipolisis funciona estimulando las mitocondrias de las células adiposas, así como los receptores de la membrana adipocitaria Alpha y Beta, las cuales estimulan la producción de una enzima llamada Lipasa. Esta enzima se encarga de fragmentar los triglicéridos.

Los triglicéridos, que ocupan el 95% del adipocito, se dividen dentro de la molécula grasa, en ácidos grasos libres, glicerol y agua, pasando al exterior a través de la pared celular para que sean expulsados por el organismo. Debido a la estimulación provocada por la Fotolipólisis (laser de baja potencia), se aumenta entre otros, la cantidad de agua a nivel extracelular.

Favorecemos el drenaje linfático, permitiendo disminuir las toxinas y líquidos, produciendo un aumento de circulación que nos ayudará a acelerar el metabolismo, mejorando el aspecto de la piel. Conseguiremos un vaciamiento instantáneo y fisiológico de las células grasas conocido como Lipólisis.

Es un tratamiento **no invasivo**, sin incisiones, agujas, heridas o cicatrices y se caracteriza por ser **100% indoloro.**



Características técnicas

Láser lipolítico: Compuesto de 8 placas, 6 grandes x 8 diodos + 2 pequeñas x 2 diodos, en total 52 diodos.

Longitud de onda: 650 nm \pm 10 nm

Potencia: 100 W

Radiofrecuencia: 6 MHz-10 MHz (tripolar, multipolar)

Frecuencia de cavitación: 40 KHz

Vacuum: 1000 Kpa