



Cryonova

TRATAMIENTO INDICADO PARA PERSONAS
CON GRASA LOCALIZADA

35 MINUTOS DE TRABAJO EQUIPO MANOS LIBRES

Técnica NO INVASIVA cuyo objetivo es destruir las células grasas adipocitos bajando su temperatura para que esto se descompongan y eliminarlos sin dañar el resto de células.

¿CÓMO FUNCIONA?



El tratamiento de criolipolisis **es una técnica no invasiva cuyo objetivo es destruir las células grasas** adipocitos bajando su temperatura para que esto se descompongan y eliminarlos sin dañar el resto de células.

Mediante el efecto de vacío se separa la grasa del tejido y el músculo y se aplica frío hasta cristalizar los adipocitos para ser eliminados.


Es un tratamiento indicado para personas con grasa localizada.

Los resultados se ven de 2 a 5 meses pero los primeros cambios se notan en tres semanas.

El equipo consta varios cabezales corporales con varios aplicadores, y uno de ellos más pequeño para adaptarse a la zona del doble mentón.

Aplicadores 360 cryo, también se beneficiará de:

- **Tiempo de tratamiento más corto:** los ciclos de tratamiento son de 35 minutos, lo que reduce el tiempo de tratamiento a casi la mitad
- **Mayor comodidad:** los pacientes informan un 45% más de comodidad con el diseño de copa mejorado.
- **Más tejido tratado:** el nuevo diseño proporciona un área de enfriamiento más grande, aproximadamente un 60% más de tejido tratado en lugar del sistema de enfriamiento de dos placas.



Temperatura de refrigeración	10 grados ~ -10 grados
Potencia	1200W

Por qué elegir 360 CRYO

Rentabilidad máxima

1. Aplicador de enfriamiento 100% circundante en lugar de placas de enfriamiento al 40% en dos lados del aplicador tradicional
2. Hasta 4 aplicadores tratados simultáneamente permiten la máxima flexibilidad y efectos.
3. Remodelación corporal completa mediante aplicadores de diversas formas y tamaños
4. Reducir el tiempo de tratamiento a la mitad: solo 35 minutos

Máxima seguridad

1. Desviación de temperatura con precisión de 0,1 °C
2. Sistema de funcionamiento térmico y frío único, reduce al mínimo el riesgo de congelación
3. Temperatura de enfriamiento precisa unificada tanto en el aplicador como en el host
4. El sistema de control de temperatura doble proporciona doble protección

Resultados máximos



APLICADOR LARGO




APLICADOR MEDIO

- 1.** El enfoque de enfriamiento 4D garantiza un excelente rendimiento de la criolipólisis
- 2.** 60% más de grasa tratada en el mismo tamaño de copa en comparación con los dispositivos típicos de criolipólisis
- 3.** Reducción de grasa permanente del 25% al 30% en una sola sesión

Pieza de mano de enfriamiento de 360°, aplicadores de enfriamiento circundantes innovadores en todas las dimensiones que mantienen temperaturas de enfriamiento más estables al tiempo que mejoran los resultados de los tratamientos y disminuyen el tiempo de aplicación.

Pieza de mano de enfriamiento de 360°

- El área de tratamiento está 100% congelada en el área completa, en lugar de congelada común el 40% del área.
- Los innovadores aplicadores de enfriamiento circundantes en todas las dimensiones mantienen temperaturas de enfriamiento más estables mientras mejoran los resultados de los tratamientos y disminuyen el tiempo de aplicación.
- Solo se necesita de 35 a 45 minutos para cada tratamiento en lugar de 60 minutos. Ahorre aproximadamente la mitad del tiempo de tratamiento para tratar a más clientes.



Cryonova

nacnova
APARATOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA 

Descubre más en:

T: 661 810 908

www.nacnova.com

 facebook.com/nacnova

 [@_nacnova](https://instagram.com/_nacnova)