



nova *shape*

TECNOLOGÍA NOVA SHAPE

- ✓ Moldeado del cuerpo
- ✓ Pérdida de peso
- ✓ Adelgazamiento de piernas
- ✓ Adelgazamiento de brazos
- ✓ Adelgazamiento de estómago



nachova
APARATOLOGÍA ESTÉTICA 

MÁQUINA



MÁQUINA

Los instrumentos y las herramientas manuales disponen de interfaces de funcionamiento que permiten ajustar con comodidad y rapidez diversos parámetros.



DIFERENTES CABEZALES DE TRATAMIENTO

Con el fin de facilitar el manejo al operador, el mango diseñado por la ergonomía tiene un excelente agarre y un funcionamiento cómodo.




DESCRIPCIÓN

Puede penetrar en la dermis y el tejido subcutáneo a través de la capa de grasa, llevar el calor a la piel profunda y acelerar la regeneración y reconstrucción del tejido profundo de la piel.

La RF puede producir energía por impedancia de la piel, lo que puede hacer que la temperatura de la capa grasa aumente en muy poco tiempo.

TRATAMIENTO



ESPECIFICACIONES

Tensión: AC220-230V 50/60hz

Potencia: 500W

Ángulo de rotación: 10-90°

Succión de presión negativa: 10-80KPa

Especificaciones de los fusibles: Max15A



ORIGINAL
ACCESORIOS



MANTENIMIENT
O POSTVENTA



LOGÍSTICA
TRANSPORTE



VIDA
MANTENIMIENTO

Garantía de los equipos

La garantía que comprende la empresa **NACNOVA TECHNOLOGY SL.** con CIF **B88307046** por la adquisición de su equipo se resume en los siguientes puntos detallados a continuación:

Todo equipo nuevo de fábrica que no sea manipulado por nadie excepto el técnico de la casa oficial, disfrutará de una garantía de 12 meses desde su fecha de compra siempre y cuando no se refiera a piezas de desgaste como: Accesorios o consumibles, cables, rotura o deterioro de partes del equipo.

Para la comprobación de que esto se cumpla, se recogerá el equipo para llevar al servicio técnico, quien determinará el diagnóstico de este, haciendo un parte detallado de la reparación y valoración que precisa dicho equipo.

Si este parte justifica que el equipo sufre un defecto de fábrica, en cuanto a software, piezas internas mal ajustadas o dañadas por algún fallo electrónico, será reparado sin coste alguno para el cliente.

Si el parte técnico justifica que el equipo ha sufrido modificaciones internas, alguno de sus accesorios ha sido dañado por caída, líquidos u otras causas ajenas al fabricante, el propietario del equipo podrá decidir si acepta el precio de la reparación, mano de obra y piezas.

Si por lo contrario no acepta el presupuesto, y decide hacer la reparación con un servicio ajeno a la empresa **NACNOVA TECHNOLOGY SL.**, el equipo perderá la garantía de la casa desde el momento que intervenga una persona no cualificada por la empresa arriba citada en dicha reparación.

La garantía cubre desplazamiento siempre y cuando el parte técnico confirme que la reparación es parte de la garantía, por los casos antes mencionados.

En acuerdo con este anexo el propietario del equipo en garantía asegura que ha entendido este acuerdo comercial y que la empresa **NACNOVA TECHNOLOGY SL.** se compromete a cumplir.

En ningún caso se hará sustitución por un equipo nuevo, salvo que la máquina no tenga forma alguna de repararse, agotándose primero todas las opciones que el técnico considere oportunas.

EQUIPOS DESTINADO A UN USO COMERCIAL

No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación a terceros.

Según la normativa en España todos los bienes de consumo disfrutan de una garantía de 3 años ante cualquier defecto de fabricación. En los casos en los que los bienes son utilizados comercialmente o para ofrecer servicios a terceros se contempla una garantía en las mismas condiciones pero reducida a 6 meses.

Como deferencia comercial, ampliamos esta garantía hasta los 12 meses cubriendo igualmente piezas y mano de obra ante defectos de fabricación.

nova *shape*

nacnova
APARATOLOGÍA ESTÉTICA

Descubre más en:

T: 661 810 908

www.nacnova.com

 facebook.com/nacnova

 [_nacnova](https://instagram.com/_nacnova)