

CRYONOVA



TRATAMIENTO INDICADO PARA PERSONAS CON GRASA LOCALIZADA

Técnica **NO INVASIVA** cuyo objetivo es destruir las células grasas adipocitos bajando su temperatura para que esto se descompongan y eliminarlos sin dañar el resto de células.



Descubre más en **661 810 908**

www.nacnova.com

nacnova
APARATOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA 

CRYNOVA

El tratamiento de criolipólisis es una técnica no invasiva cuyo objetivo es destruir las células grasas adipocitos bajando su temperatura para que esto se descompongan y eliminarlos sin dañar el resto de células.

Mediante el efecto de vacío se separa la grasa del tejido y el músculo y se aplica frío hasta cristalizar los adipocitos para ser eliminados.

Es un tratamiento indicado para personas con grasa localizada.

Los resultados se ven de 2 a 5 meses pero los primeros cambios se notan en tres semanas.

El equipo consta varios cabezales corporales con varios aplicadores, y uno de ellos más pequeño para adaptarse a la zona del doble mentón.

Máxima seguridad

1. Desviación de temperatura con precisión de 0,1 °C
2. Sistema de funcionamiento térmico y frío único, reduce al mínimo el riesgo de congelación
3. Temperatura de enfriamiento precisa unificada tanto en el aplicador como en el host
4. El sistema de control de temperatura doble proporciona doble protección

Resultados máximos

1. El enfoque de enfriamiento 4D garantiza un excelente rendimiento de la criolipólisis
2. 60% más de grasa tratada en el mismo tamaño de copa en comparación con los dispositivos típicos de criolipólisis
3. Reducción de grasa permanente del 25% al 30% en una sola sesión

Pieza de mano de enfriamiento de 360°, aplicadores de enfriamiento circundantes innovadores en todas las dimensiones que mantienen temperaturas de enfriamiento más estables al tiempo que mejoran los resultados de los tratamientos y disminuyen el tiempo de aplicación.

Pieza de mano de enfriamiento de 360°

- El área de tratamiento está 100% congelada en el área completa, en lugar de congelada común el 40% del área.
- Los innovadores aplicadores de enfriamiento circundantes en todas las dimensiones mantienen temperaturas de enfriamiento más estables mientras mejoran los resultados de los tratamientos y disminuyen el tiempo de aplicación.
- Solo se necesita de 35 a 45 minutos para cada tratamiento en lugar de 60 minutos. Ahorre aproximadamente la mitad del tiempo de tratamiento para tratar a más clientes.

Temperatura de refrigeración	10 grados ~ -10 grados
Potencia	1200W

