


Trinova YAG



DEPILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE TATUAJES,
PIGMENTACIÓN Y REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL



Descubre más en **661 810 908**
www.nacnova.com

nacnova
APARATOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA

Trinova YAG

TriNOVA yag

Equipo de doble manguera láser, una específica de láser trionda para abarcar todo tipo de pieles y vello, eliminación de vello facial y corporal.

La otra de láser Nd yag, destinada a tratamientos de eliminación de manchas, tatuajes y tratamiento de peeling hollywood.

Combina la tecnología de láser trionda para mejores resultados en la depilación.



Especificaciones técnicas

LCD: Pantalla 10" TFT pantalla cromática

Modo de trabajo: Pulso.

Frecuencia de pulso: 1Hz~10Hz (ajustable)

El total de la potencia del láser: 600w Importar desde América

Longitud de onda láser: 755nm/1064nm/808nm

Cristal de conducción: Saphire

Densidad de energía: Max: 1~120J/cm²

Puntas de trabajo: Sí

Sistema de alerta: Sí

Controles de Seguridad: Tiempo real en línea

Potencia de entrada nominal: 2500W(max)

Sistema de enfriamiento: Enfriamiento de agua

Zona de tratamiento: 15*15MM

Manejar la potencia de refrigeración: 300W (cuatro piezas 4908tec)

Número de patente: ZL2012 3 0438812.6

1.5 Condiciones de trabajo

- Temperatura ambiente de funcionamiento: 10°C—252°C
- La temperatura ambiental para mantener en la tienda: 5—302°C
- Humedad relativa: <70% (Láser sin condición de trabajo, debe ser mantenido seco);
- La presión de aire: 860hPa—1060hPa

1.5 Ventajas

1. Se puede usar por todo tipo y color piel
2. Para depilación definitiva
3. Con Doble enfriamiento, la sesión sin dolor y más efectiva
4. Con 3 longitud de onda

Láser diodo 808nm

Realizar más sesiones de tratamiento en menos tiempo, lo que le permite tratar rápidamente las áreas más grandes, mientras que ofrece a sus pacientes los sentimientos de eliminación de vello más rápido y más eficaz. Se utiliza para todo tipo de piel y color.

Láser diodo 755nm

El láser del diodo 755nm más popular que substituye el láser del diodo del alexandrite del estado sólido y tiene un tratamiento más cómodo. Es eficaz para la melanina para absorber láser de diodo 755nm. Esta característica es buena para la eliminación del vello de las vellosidades cuando la gente utiliza la manija del tratamiento del láser del diodo de 755nm. Y el tiempo de tratamiento se acorta. Es eficaz para el cabello blanco o dorado

Láser diodo 1064nm

láser diodo 1064nm con nueva experiencia especializada para la eliminación del vello de piel más oscura, el tratamiento de la depilación y rejuvenecimiento con longitud de onda 1064nm será más seguro especialmente para la piel oscura