

Equipo **LÁSER CUATRINOVA PLUS**



- ✓ Depilación
- ✓ Eliminación de tatuajes
- ✓ Eliminación manchas
- ✓ Carbón
- ✓ Rejuvenecimiento facial



Descubre más en **661 810 908**

www.nacnova.com

nacnova
APARATOLOGÍA MÉDICO-ESTÉTICA

Equipo **LÁSER CUATRINOVA PLUS**

Emplea cuatro densidades de láser de diodo: **755nm, 808nm, 940nm y 1064nm**

Estas longitudes de onda permiten tratar eficazmente una variedad de tipos de piel y vello:

532nm: Ideal para pieles claras.

755nm: Eficaz para pieles oscuras.

1064nm: Perfecto para el vello facial y fino.

1320nm: Adecuado para pieles medias.

Además, cuenta con un sistema de enfriamiento de zafiro en la punta de la pieza de mano, lo que reduce el dolor y la incomodidad durante el tratamiento

Manchas claras y tatuajes claros



Manchas y tatuajes oscuros



Melasma



Peeling Hollywood



Características técnicas

Tecnología: Láser de diodo + láser Nd Yag Pico (ENI37B)

Pantalla: Pantalla táctil de 15,6 pulgadas

Potencia máxima de salida: 2500 W

Entrada de energía: 110-230 V, 50~60 Hz

Sistema de refrigeración: Sistema de radiador

Tamaño del paquete: 60 x 50 x 47 cm

Peso del paquete: 25 kg

MANGO DEL LÁSER DE DIODO

Longitud de onda del láser: 808 nm + 755 nm + 940 nm + 1064 nm

Vida útil: 20 000 000 de disparos

Potencia del mango: 500 W

Tamaño del punto: 15 x 25 mm

Ancho de pulso: 1~400 ms

Densidad de energía: 1~150 J/cm²

Frecuencia de pulso: 1~10 Hz

MANGO DEL LÁSER ND YAG PICO (ENI37B)

Cabezal láser: 532 nm + 1064 nm + 755 nm + 1320 nm

Vida útil: Infinita

Potencia del mango: 450 W